

SonoTip® TopGain – EBUS Transbronchiales Feinnadelbiopsie (TBNB) System – Einmalgebrauch



Bessere Gewebegewinnung

Zur Gewinnung hochwertiger Proben im Rahmen eines endoskopischen Ultraschallverfahrens für die primäre Diagnose und das Staging maligner und potenziell maligner Erkrankungen

Verringerung der Probenfragmentierung

Qualität der Gewebeproben durch innovatives 3-Punkt-Nadelspitzen-Design mit Kronenschliff

Bessere Sichtbarkeit zur Unterstützung der Punktionsgenauigkeit

Lasergravur über die Nadellänge

SonoTip® TopGain EBUS TBNB – Einmalgebrauch

Biopsie ohne Kompromisse

Das neue SonoTip® TopGain EBUS Feinnadel-Biopsiesystem wurde speziell für die hochwertige Unterstützung der zytopathologischen Diagnose entwickelt und um die Qualität der Patientenversorgung zu verbessern. Das innovative 3-Punkt-Nadelspitzen-Design mit Kronenschliff wurde in Zusammenarbeit mit renommierten Spezialisten entwickelt. Die Qualität der Nadel spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Gewebeprobequalität für die Primärdiagnose und das Staging von malignen und potenziell malignen Erkrankungen.

SonoTip® TopGain EBUS Adapter:



Olympus Typ BF-UC190F



Olympus Typ BF-UC180F



Fujifilm

SonoTip® TopGain EBUS – kompatibel mit Olympus (Typ BF-UC180F / BF-UC 190F) und Fujifilm

Mit atraumatischem (rundem) Nitinol-Stylet; Klick-Lock-Adapter, inkl. VacLok™ Aspirationspritze mit einem Füllvolumen von 5–20 ml; inkl. separat verpacktem Adapter für Fujifilm EBUS Bronchoskope

Artikel-Nr.	Beschreibung	Nadelmaterial	Nadeldurchmesser (Gauge / mm)	Punktions-tiefe Nadel (cm)	Außen-durchmesser (mm)
GUB-45-18-022	SonoTip® TopGain EBUS: EBUS-geführtes TBNB-System mit Twist-Lock-Technologie	Edelstahl	22/0,7	0–4	1,8
GUB-46-18-022	SonoTip® TopGain EBUS: EBUS-geführtes TBNB-System mit Twist-Lock-Technologie	Nitinol	22/0,7	0–4	1,8



rundes Stylet

SonoTip® TopGain – kompatibel mit PENTAX

Mit atraumatischem (rundem) Nitinol-Stylet; inkl. VacLok™ Aspirationspritze mit einem Füllvolumen von 5 – 20 ml

Artikel-Nr.	Beschreibung	Nadelmaterial	Nadeldurchmesser (Gauge / mm)	Punktions-tiefe Nadel (cm)	Außen-durchmesser (mm)
GUB-42-18-022	SonoTip® TopGain EBUS: EBUS-geführtes TBNB-System mit Twist-Lock-Technologie	Nitinol	22/0,7	0–4	1,8



Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@medi-globe.de • www.medi-globe.de

