

Biopsiezangen

Einmalgebrauch



Ovale Löffel in glatter oder gezahnter Ausführung

Gezielte und präzise Gewebeentnahme

Versionen mit Teflon-ummantelter Edelstahlspirale

Reduzierte Reibung durch bessere Gleiteigenschaften
im Arbeitskanal

Biopsiezangen – Einmalgebrauch

Löffelformen



Alligator

Oval mit Fenster

Bronchoskopie

Unbeschichtete Edelstahlspirale

Artikel-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
NE0418-A	Alligator	1,8	120	2,0
NE1618-A	Oval mit Fenster	1,8	120	2,0



Oval mit Fenster

Enteroskopie

Unbeschichtete Edelstahlspirale

Artikel-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
NE0222-M	Oval mit Fenster	2,3	280	2,8
NE1618-M	Oval mit Fenster	1,8	280	2,0



Biopsiezangen – Einmalgebrauch



Gastroskopie & Koloskopie

Teflon-ummantelte Edelstahlspirale



Oval mit Fenster



Oval mit Fenster und Dorn

Artikel-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
NEX0222-B	Oval mit Fenster	2,3	160	2,8
NEX0222D-B	Oval mit Fenster und Dorn	2,3	160	2,8
NEX0222D-G	Oval mit Fenster und Dorn	2,3	230	2,8
NEX0222-G	Oval mit Fenster	2,3	230	2,8
NEX0230-G	Jumbo - Oval mit Fenster	3,0	230	3,3



Alligator

Gastroskopie & Koloskopie

Teflon-ummantelte Edelstahlspirale

Artikel-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
NEX0422-G	Alligator	2,3	230	2,8
NEX0430-G	Jumbo - Alligator	3,0	230	3,3



Hot Biopsiezangen – Einmalgebrauch



Oval mit Fenster

Hot Biopsiezange – Teflon-ummantelte Edelstahlspirale

Artikel-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
NE6122-G	Oval mit Fenster	2,3	230	2,8



Biopsiezangen – Einmalgebrauch



Gastroskopie & Koloskopie

Unbeschichtete Edelstahlspirale



Oval mit Fenster



Oval mit Fenster und Dorn

Artikel-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
NE0222-B	Oval mit Fenster	2,3	160	2,8
NE0222-C	Oval mit Fenster	2,3	180	2,8
NE0222D-B	Oval mit Fenster und Dorn	2,3	160	2,8
NE0222D-C	Oval mit Fenster und Dorn	2,3	180	2,8
NE0222D-G	Oval mit Fenster und Dorn	2,3	230	2,8
NE0222-G	Oval mit Fenster	2,3	230	2,8
NE0230D-G	Jumbo - Oval mit Fenster und Dorn	3,0	230	3,3
NE0230-G	Jumbo - Oval mit Fenster	3,0	230	3,3
NE1618-B	Oval mit Fenster	1,8	160	2,0
NE1618-C	Oval mit Fenster	1,8	180	2,0



Gastroskopie & Koloskopie

Unbeschichtete Edelstahlspirale



Alligator



Alligator mit Dorn

Artikel-Nr.	Löffelform	Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
NE0422D-G	Alligator mit Dorn	2,3	230	2,8
NE0422-G	Alligator	2,3	230	2,8
NE0430-G	Jumbo - Alligator	3,0	230	3,3





LL-0368.DEN2-0523



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de