


# Biliäre Dilatations-Katheter

Einmalgebrauch



## **Röntgendichter Teflontubus mit distaler Metallmarkierung**

Präzise Positionskontrolle unter Röntgensicht

## **Seitlicher Luer-Lock-Konnektor zur Injektion von Kontrastmittel**

## **Gleichmäßige, 30 mm lange, verjüngte Spitze**

Kontrollierte und sichere Dilatation der Stenose

# Biliäre Dilatations-Katheter – Einmalgebrauch



## Biliäre Dilatations-Katheter

Arbeitslänge 200cm; röntgendichter Tubus mit distaler Metallmarkierung; kompatibel mit Führungsdraht

Artikel-Nr.	Durchmesser Tubus (French)	Durchmesser Spitze (French)	Kompatibel mit Führungsdraht (inch)	Min. Durchmesser Arbeitskanal
E20000053	5	3	.025	2,0
E20000064	6	4	.035	2,2
E20000075	7	5	.035	2,8
E20000085	8	5	.035	3,2
E20000095	9	5	.035	3,2
E20000105	10	5	.035	3,7
E20000107	10	7	.035	3,7
E20000127	12	7	.035	4,2



LL-0395.DE.V3-0623



### ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany  
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11  
Email: [vertrieb@endo-flex.de](mailto:vertrieb@endo-flex.de) • [www.endo-flex.de](http://www.endo-flex.de)

