

Digital-Einmal- Zysto-/Nephroskop

Einsetzbar für Blase oder Niere



- ✓ **Zysto und Nephro. Ein System.**
- ✓ **Spülen, absaugen, visualisieren**
- ✓ **Einweg für maximale Verfügbarkeit**

Ihr Partner in
der ableitenden
Kontinenzversorgung

PUSEN Komplettlösung für Zystoskopie und Nephroskopie

PUSEN Digital-Einmal-Zysto-/Nephroskop

Das Digital-Einmal-Zysto-/Nephroskop mit 15 CH/FR, Absaugfunktion und geradem Arbeitskanal.

- ✓ **effiziente Gewebe- und Fragmentbergung**
durch integrierte Absaugfunktion
- ✓ **schonendes Passieren der Harnröhre**
durch atraumatische Zystoskopspitze
- ✓ **kontrollierte Instrumentenführung**
durch geraden Arbeitskanal
- ✓ **detaillierte Visualisierung**
durch hochauflösende Bilddarstellung



DISS Direct In Scope Suction

- intrarenaler Druckablass
- Temperaturkontrolle
- Steinstaubreduzierung
- klare Sicht

Bestellnummer	Außendurchmesser (CH/FR)	Arbeitskanal (CH/FR)	Arbeitslänge (mm)	Abwinkelung der Spitze	Außendurchmesser an distaler Spitze (CH/FR)	Sichtfeld
PC200-AS	15	7,2	380	standard, 210° in beide Richtungen	15,8	90°
PC200-AR	15	7,2	380	reverse, 210° in beide Richtungen	15,8	90°

Optisches System: Auflösung 720 x 720 Pixel, Tiefenschärfe 5-80 mm.
Zusätzliche Features: programmierbare Tasten, Lieferung inkl. 3-Wege-Hahn

PUSEN Premium Monitor

- ✓ **automatische Datenübertragung**
durch DICOM-Schnittstelle
- ✓ **einfache Integration**
durch Wifi-Konnektivität oder LAN-Anschluss
- ✓ **OPTIQ™ Bildoptimierungstechnologie**
V MODE: verbesserte Darstellung submuköser Mikrogefäße
H MODE: Unterstützung bei der Identifikation von Blutungsquellen
D MODE: verbesserte Sicht bei gelbem oder trübem Urin



PUSEN Premium Monitor PVX800				
Auflösung (px)	Video-Schnittstellen	Darstellungsart	Maße (mm)	Gewicht (kg)
1280 x 1024	HDMI, DVI, SDI	17" Farb-LCD mit Touchdisplay	480 x 420 x 231	4,8

PUSEN Standard Monitor PV300				
Auflösung (px)	Video-Schnittstellen	Darstellungsart	Maße (mm)	Gewicht (kg)
1920 x 1080	DVI, SDI	10,1" Farb-LCD mit Touchdisplay	255 x 180 x 60,5	1,3

Hersteller
Zhuhai Pusen Medical Technology Co. Ltd.
No. 1118, Jinrui Yi Road, High-tech Zone, Zhuhai
Guangdong 519085, P.R.China

Exklusiver Distributor
uroVision Gesellschaft für medizinischen
Technologie-Transfer GmbH
Postanschrift (für Rezepteinreichung & Anfragen):
Medi-Globe-Str. 1-5, 83101 Rohrdorf

Rechtsadresse:
Pullacher Straße 4, 83043 Bad Aibling
Telefon: +49 800 8768 474
E-Mail: service@urovision.de
www.urovision.de