

Einläufiges Überleitsystem

- ◆ Luer-Lock männlich,
Urologenanschluss mit flexiblem
10 cm Silikonschlauch
- ◆ PVC Material
- ◆ Phthalat-frei
- ◆ Durchflussmenge ca. 600 ml/min
- ◆ Mit Einstechdorn - für alle
Spülungsbehältnisse mit
Stopfenanschluss
- ◆ Rollenklemme für den kontrollierten
Spülfluss
- ◆ Rigide Tropfkammer
- ◆ Gesamtlänge: 200 cm
- ◆ Latexfrei



Bestell-Nr.	Schlauchlänge	PZN	VE
202125	200 cm	18355784	5

Bestell-Informationen:

- ☎ + 49 (0) 8032 973 470
 ✉ rezeptverwaltung@urovision.de

www.urovision.de

uroVision Gesellschaft für
medizinischen Technologie-Transfer GmbH

Postanschrift (für Rezepteinreichung & Anfragen):
 Medi Globe Str. 1-5, 83101 Rohrdorf

Rechtsadresse:
 Pullacher Straße 4, 83043 Bad Aibling

Hersteller
 Poly Medicure Limited
 Plot No.104-105, Sector 59, HSIDC Industrial Area,
 Ballabgarh Faridabad 121004 (Haryana), India
 Telefon: + 91-129-3355070 / Fax: + 91-129-2307007
 E-Mail: info@polymedicure.com
www.polymedicure.com